



Beauty, Health & Fit

Linha exclusiva de atendimento
(41) 3343-2283
www.belclinic.com.br

Fabricado com exclusividade para:

BelClinic Dermoativos Eireli
CNPJ 07.923.516/0001-57 - Rua João Alencar
Guimarães, 311 - Santa Quitéria - Curitiba/PR
Produção Por CNPJ 41.538.694/0001-00
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Produto autorizado para
comercialização em todo o território
nacional através do anexo X da RDC
23/2000, em conformidade com a RDC
27/2010 e RDC 240/2018 da Anvisa.

INSTRUÇÕES

*Não exceder a Recomendação de Ingestão
Diária constante na embalagem.*
*Este produto não deve ser consumido por
gestantes, lactantes e crianças.*

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

Produto indicado para maiores de 19 anos.
Armazenar em local seco, e fresco
protegendo da luz, calor e umidade.
Produtos fora do prazo de validade não
devem ser consumidos.
Após aberto consumir em 30 dias.

Este produto não é um medicamento.
Mantenha fora do alcance de crianças.
O Ministério da Saúde Adverte: Não existem
evidências científicas de que este produto
previna, trate ou cure doenças.



Beauty, Health & Fit

JOINT HYALURONE (H.A.)

HAPLEX™ Plus O

Suplemento Alimentar de
Ácido Hialurônico, MSM, Magnésio
e Colágeno Tipo 2.



7 118995 94112 4 3 2 6 8 U



30 CÁPSULAS
500mg Dose diária



NÃO CONTÉM GLÚTEN
LIVRE DE LACTOSE

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 500mg (1 cápsula)

Quantidade por porção	%VD(*)
Colágeno tipo 2	40mg
Ácido Hialurônico	150mg
Metil Sulfitil Maetano	100mg
Magnésio	30mg
	11%

Não contém quantidades significativas de
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

(*) % de Valores Diários de referência com base em
uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.

(**) Valores Diários não estabelecidos.

MODO DE INGESTÃO

Ingerir 1 cápsula ao dia.
Ingerir com líquidos.

INGREDIENTES

Ácido Hialurônico, Metil Sulfitil
Maetano, Magnésio quelato,
Colágeno tipo 2, dióxido de silício,
Cápsula (Gelatina e água
purificada).